

entrevista

Láser verde: el milagro urológico

Para los problemas de próstata

El Láser Verde se ha convertido en el gran aliado del tratamiento prostático benigno; es la solución más eficaz, rápida, definitiva y segura. Entrevistamos al urólogo Dr. Antonio Mandaña, pionero en la aplicación de ésta técnica en Cataluña, desde 2004 y su equipo GreenLight XPS de 180W, el más avanzado.

Texto JML Fotos Joan Masats




Cabe destacar que, a partir de los 50 años, las dolencias prostáticas restan bienestar y calidad de vida a los hombres que lo padecen. Sin embargo, cabe hacerse algunas preguntas para confiar en los resultados beneficiosos que proporciona el Láser Verde XPS.

¿Cuál es el origen del problema?

La causante de esta dolencia se llama Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) y surge porque, con la edad, la próstata se agranda. Esta es como un "donut" por cuyo agujero pasa la uretra o conducto que va desde la vejiga al exterior a través del pene, con la edad la próstata ("donut") crece hacia el exterior y hacia el interior comprimiendo la uretra y provocando la típica sintomatología prostática de tipo obstructivo (dificultad inicio micción, flujo débil, micción intermitente y por último retención urinaria) o de tipo irritativo (urgencia miccional, necesidad de miccionar muchas veces tanto de día como de noche e incontinencia).

¿Cuál es la solución al problema?

Esta se lleva a cabo a través del GreenLight, un sistema único que utiliza un láser XPS de última generación y alta energía. El láser junto a una fibra óptica diseñada especialmente para ésta aplicación (fibra Moxy), nos permite vaporizar tejidos blandos, eliminando por completo el tejido de la próstata agrandada, así como la fotovaporización simultánea de los vasos sanguíneos, evitando prácticamente la posibilidad de sangrado.



¿Qué resultados se están obteniendo con esta técnica?

Excelentes. Particularmente, he superado las 1.200 intervenciones realizadas desde que se inició ésta técnica en el 2004, y puedo asegurar que los resultados son perdurables, logrando una mejoría objetiva tanto a nivel de síntomas como en los valores de flujo máximo.

¿Qué ventajas tiene esta solución?

El nuevo Láser XPS de 180W consigue los mismos resultados que la intervención clásica de próstata pero con menos complicaciones y morbilidad, además de una estancia hospitalaria mucho más corta, es una intervención prácticamente sin sangrado, con alivio inmediato de los síntomas y sin secuelas de incontinencia ni de impotencia, y el paciente se reintegra a su actividad social y laboral en 2-3 días.

¿Qué recomendaciones ofrece al paciente que tiene que ser intervenido de próstata benigna?

El láser verde se realizó por vez primera en Agosto 2004, que no se deje influir por anuncios y estadísticas que comentan casuísticas de 10 años, cuando sólo hace 8 años que realizamos el primer caso en Cataluña, y fui yo con mi equipo!

Que no se lo piense y se intervenga mediante la técnica de Láser Verde XPS de 180W, ya que en el momento actual nadie le puede ofrecer ningún tipo de Láser, que superar al XPS. Que se informe de la experiencia del cirujano que le va a intervenir, del tipo de Láser que dispone, del número de casos realizados y que en el informe de asistencia refleje el láser utilizado.

Dr. Mandaña Rodríguez

www.uromandanya.com

consulta@uromandanya.com

Consulta médica en:

Tuset, 13; 1º 2ª; 08006 Barcelona

Tel: 93 212 01 98; 93 212 00 50